

プレミアムケアを体験するチャンス！  
「アパガード美白トライアルセット」、数量限定発売  
～2018年9月中旬より 全国のドラッグストアにて～

美白高機能歯みがき剤「アパガード」を開発・発売する株式会社サンギは、シリーズ中1番人気の「アパガードプレミアム」20gと、「アパガードディープケア」1ポーション(7mL)をセットにした「アパガード美白トライアルセット」を、2018年9月中旬より全国のドラッグストア等において数量限定で発売します。



◆ 独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」配合

「歯が命」のCMコピーでおなじみのアパガードは、美白高機能歯みがき剤のパイオニアとして市場を牽引し続けるロングセラー商品です。シリーズ全アイテムに独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」を配合。むし歯の原因となる菌垢を吸着除去、歯表面の菌垢やステインが付着しやすいマイクロの傷を埋め滑らかにし、エナメル質から溶け出したミネラルを補給して初期むし歯(むし歯の一步手前の状態)を再石灰化。これら3つの作用でむし歯を予防します。(詳細は参考資料をご覧ください)

アパガードシリーズの中でも1番人気の「アパガードプレミアム」は、薬用ハイドロキシアパタイトを1.4倍(Mプラス・スモーキン比)配合したプレミアムタイプ。健康的で自然な白さへ導きます。働く女性を中心に支持され続け、今年で発売10年を迎えました。「アパガードディープケア」は、大人の仕上げケアを提案するデンタルローションです。シャンプー後のトリートメントと同じように、普段の歯みがきの後、就寝前や特に丁寧にケアしたい時に口に含んでブラッシング。とろりとした濃密な液体が歯と歯の間のみがきにくい部分まで行き渡りやすく、歯本来の美しさを引き出します。

本商品は、「アパガードプレミアム」20gと「アパガードディープケア」1ポーション(7mL)をセットにした数量限定の特別企画品です。今までアパガードを使ったことのない方も手に取りやすいお試しサイズとなっています。また、近年のオーラルケア意識の高まり受け、更なる興味喚起を目的とした「歯の色チェックシート」を付属。ご自身の歯の色の変化を実感していただきやすくなっています。

サンギはこれからも、「薬用ハイドロキシアパタイト」配合の歯みがき剤で、歯の健康と美しさを守る提案をして参ります。

◆商品詳細

【商品名】アパガード美白トライアルセット

—アパガードプレミアム: 医薬部外品・薬用歯みがき

—アパガードディープケア: 医薬部外品・薬用液体歯みがき

【容量】アパガードプレミアム: 20g/アパガードディープケア: 7mL × 1 個

【価格】オープン (参考価格: 本体 350 円/税込 378 円)

【販売店】全国のドラッグストア、スーパーマーケットなど



●一般の方からのお問合せ先

TEL:0120-82-4101(土日祝日を除く、平日 10 時～17 時)

●株式会社サンギの会社概要

代表取締役社長:ロズリン・ヘイマン

設立:1974年9月

所在地:〒104-8440 東京都中央区築地 3-11-6

資本金:9 億 156 万円

従業員数:79 名

http://www.sangi-co.com


## 薬用ハイドロキシアパタイトの特徴

歯とほぼ同じ、独自のむし歯予防成分 ナノ粒子「薬用ハイドロキシアパタイト」




歯のエナメル質の97%、象牙質の70%はハイドロキシアパタイトからできています。

ナノ粒子薬用ハイドロキシアパタイト<mHAP> 3つの作用 [イメージ]




**きれいに**

むし歯の原因となる歯垢を吸着除去、お口をすっきり。



**なめらかに**

目に見えない傷を埋めて、歯を滑らかにし、歯垢や着色汚れをつきにくく。



**丈夫に**

エナメル質から溶け出したミネラルを補給。初期むし歯(むし歯の一手前の状態)を再石灰化します。

## アパガード商品ラインナップ

M プラス



スタンダードタイプ  
ベーシックな処方です基本ケア  
125g/1,280円 60g/740円

スモーキン



ステインケアタイプ  
ステイン・ヤニ除去成分※1  
ダブル配合  
100g/1,280円 50g/740円

プレミオ



プレミアムタイプ  
薬用ハイドロキシアパタイト  
高配合※2  
100g/1,480円 50g/830円

プレミオエクストラミント



プレミアムタイプ  
すっきりフレーバー  
100g/1,480円 50g/830円

ディーブケア



デンタルローション  
大人の仕上げケアで  
歯のトリートメント  
ポーション(7mL)7個/1,200円

## 「アパガードディーブケア」の使用方法

就寝前や丁寧にケアしたいときに、トリートメントのように、普段の歯みがき後、アパタイトデンタルローションで仕上げみがきを。



ご使用前によく振ってください



上蓋をはがします



くちゅくちゅと液体が広がるように口にふくみます



軽く仕上げブラッシングをしてください



薬用ハイドロキシアパタイトが行き渡りやすいように、すぎは少量がおすすです

※1 ポリエチレングリコール・ポリビニルピロリドン ※2 M プラス・スモーキン比 全て医薬部外品、ディーブケアは薬用液体歯みがき、その他は薬用歯みがき  
日本全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター、アパガード公式通販(SANGI SHOP)等でお買い求めいただけます(一部取り扱いがない場合もございます)オープン価格のため、記載価格は全て店頭参考価格(税抜)