

＜オックスプロ『かびんぼ』除菌・消臭・カビ抑制器具＞

「梱包」	● 梱包数：100個 / カートン	「規格」	1. 商品名：オックスプロ『かびんぼ』
	● 梱装箱：W55×D45×H38		2. 英語名称：OXPro (KABINBO)
「商品画像」	● カートン重量：約7kg	「販売」	3. JANコード：4560118050442
	 <p>2011年5月 販売開始!</p> <p>有効成分放出ホル</p> <p>本体約4cm×5cm</p> <p>カビない!臭わない! 二酸化塩素 マスコット</p> <p>OX Pro</p>		4. ITFコード：24560118050446
			「成分」
		6. 推奨小売価格：1,575 円 / 個(税込)	
			7. 本体箱サイズ：プリスターパック仕様(本体キャラクター約4cm×5cm)
			8. 生産国：中国
			【総発売元】コーベビオケミア株式会社 〒651-0087 神戸市中央区御幸通5-2-5 電話(078)232-4500 URL: http://www.k-bci.com/
			 <p>ヒラメキをカタチにする! Kobe Biochemia Inc</p>
			二酸化塩素 & マスキング芳香成分含有錠剤


■特長

- ◇ オックスプロ『かびんぼ』は「カビの抑制」と「不快なニオイ」に効果を発揮するキャラクターグッズです。また「花粉対策」と「インフル対策」にも効果的です。
- ◇ 内部に装着する錠剤から遊離された二酸化塩素分子<ClO₂>の酸化作用によって、カビを抑制し、ニオイ分子を分解消臭します。また、ウイルスや花粉表面のタンパク質を変性させて無害化させます。(※ 的確なラジカル作用で素早い効果を発揮します。)
- ◇ 二酸化塩素は人体に対して安全性の高い素材です!
(※ 国連食品添加物専門委員会JECFAで人体摂取許容基準A1クラス認証)
- ◇ オックスプロ『かびんぼ』は独自の技術で二酸化塩素量を調節し一定期間徐放できるように工夫していますので、錠剤1錠で(約2週間)にわたってカビを抑制し、ニオイを抑える他、原因となる雑菌を安全に除菌消臭します。
- ◇ 二酸化塩素特有の臭気を化学的にマスキングしていますので、ニオイに敏感な方にも安心してお使い頂けます。
- ◇ 外観が可愛いキャラクターの『かびんぼ』は、付属のチェーンで吊るすことも吸盤で貼り付けることも出来る設置場所を選びません。
- ◇ 『かびんぼ』は約2週間使用できる錠剤が×6錠入ったお徳用です。1か月分わずか500円という経済性です。



■取り付け箇所例(インフルエンザ/花粉/カビ/ニオイの気になる場所全部に!!)

- ・洗濯槽/浴室/シャワー室/脱衣場/洗面室/トイレ/その他バイ菌やカビとニオイが気になる場所へ
- ※ 洗濯槽や浴槽などのカビをあらかじめ除去してからオックスプロ『かびんぼ』をご使用いただくと、新たなカビ発生を抑制していつまでも清潔さを保持できます。(洗濯中、入浴・シャワー中は取り外してください。)
- ・キッチン/冷蔵庫/床下収納庫/生ゴミペール/食品ストッカーなどでの腐敗防止とカビ・ニオイの抑制に
- ・玄関/下駄箱/物置など、ムレのニオイやバクテリア臭の改善に
- ・リビング/子供部屋/寝室/車室内などウイルスや花粉の抑制と生活臭の改善に
- ・その他:キャンプ用テントのカビ防止/洗濯物の室内干しの時に
- ・その他(保管ケース使用):カメラレンズの防カビ、子供玩具の除菌と衛生管理に最適です。
- ※ オックスプロ『かびんぼ』の有効成分である二酸化塩素は、ウイルス・バクテリアなどの除菌とカビの抑制、及び微生物が発する原因臭(便臭や靴ムレ臭など)は効率よく改善しますが、次のような効果は期待できません。
- ①カビの除去と漂白、②複雑な香り(合成香料や薬品臭)の消臭、③屋外や開放空間でのご使用
- ・その他:ペット周りの消臭に(ペットが触らないよう御注意下さい)



■使用方法

- ① 『かびんぼ』の裏ボタンをはずします。
- ② 添付のアルミパックをから錠剤を取り出して、容器の中に収納してから再度蓋を取り付けます。
- ③ カビやニオイを抑制したい場所に据え置き、又はチェーンや吸盤を使って設置します。
- ④ 錠剤は約2週間を目安に新しいものと取り替えてください。
- ⑤ 使用中は水に沈めたり、水が掛からないようご注意ください。



■ご使用上の注意

1. 用途以外には使わないでください。
2. 本品は食べられません。
3. 万一誤って飲み込んだ場合は、すぐに大量の水を飲んで吐き出してください。
4. 水がかかると急激な反応が促進されますので、水に沈めたり水が掛からないように注意してください。
5. 一度、錠剤をフィルムから取り出しますと、再保存は出来ませんので、速やかにご使用ください。
6. 補充用の錠剤は、幼児の手の届かない冷暗所で保管してください。