



BREITLING

1884

ブライティング、日本での オンライン ブティックをオープン

ブライティング・ジャパンは4月2日、自社のオフィシャルウェブサイト内にオンライン ブティックをオープンし、腕時計やストラップの発売を開始します。3月26日に発表されたばかりのトップタイム リミテッドエディションをはじめ、新作時計も順次発売。ご愛用のブライティングを新たなスタイルで楽しんでいただける豊富なバリエーションのストラップや、そのオンライン ブティック限定カラーも展開いたします。

オンライン ブティックで展開する ウォッチ・コレクション

1960年代から半世紀以上を経て、先ごろ復刻したトップタイム。コレクターの間で「ゾロ・ダイヤル」と呼ばれ、親しまれ続けている文字盤が特徴です。自社の重要なヘリテージの一つであり、歴史とデザインと優れたパフォーマンスの融合を体現しています。この話題作をブライティングのオンライン ブティック限定で販売を開始いたしました。また、オンライン ブティックではこうした新作以外にも展開予定です。

オンライン ブティックで展開する ストラップ・コレクション

定番のレザーストラップやラバーストラップのみならず、ブライティング オンライン ブティック限定では、アウトターウン エコニール®ヤーン NATO ストラップを販売開始いたします。この NATO ストラップは、世界中の海洋で集められた漁網などのナイロン廃棄物から生成されたエコニール®ヤーンで作られたもの。サーファーズ・スクワッドのメンバーであるケリー・スレーターが共同創始者で知られる環境に配慮

したアパレルブランド、アウトターウンとの共同制作により誕生しました。エコニール®ヤーン NATO ストラップ・コレクションは、フレッシュでカラフル。ブライティングのさまざまなモデルとも美しく調和します。全16リファレンスでカラーは6色展開。ブルー×ダークブルー、ライトブルー×ダークブルー、イエロー×オレンジ、グレー×ブラック、グリーン×ブラック、そしてオンライン限定カラーのレッド×ブラックのストライプという組み合わせです。ピンバックル（尾錠）とキーパー（定革）はステンレススチール製で、サイズは18ミリから24ミリまでの4サイズをご用意しました。ご購入いただいた商品は、大切に梱包し、順次ご指定の住所まで安全にお届けします。また、当サイトでご購入いただいたストラップの取り付け・交換については、スタジオ・ブライティング 銀座、スタジオ・ブライティング 大阪にて無料で承っております。

なお、トップタイム リミテッドエディションとアウトターウン エコニール®ヤーン NATO ストラップは、今後ブライティング ブティック 東京、ブライティング ブティック 大阪での販売も予定しています。

ブライティング・ジャパン株式会社 〒105-0011 東京都港区芝公園 2-2-22 芝公園ビル

Tel 03-3436-0011 Fax 03-3436-0012

BREITLING.COM



BREITLING

1884

ブライティングについて

1884年以降、ブライティングは高精度のタイムピース、腕時計クロノグラフの開発をリードする役割、その卓越したデザインへの妥協のない姿勢において、世界的に高い評価を得たブランドとしての地位を確立してきました。航空界との密接な関係を古くから保ちながら、ブライティングは人類が大空を

自在に行き交うようになるその中で、素晴らしい時間を分かち合ってきました。革新の精神で知られるブライティングはまた、科学、スポーツ、テクノロジー等の分野においても特別な地位を獲得しています。自社製造するムーブメントを有し、そして、どの時計においても「スイス製、COSC 認定クロノメーター」というステータスを通じて、その品質が保証されています。

ブライティング オンライン ブティック

www.breitling.com

ブライティング オンライン ブティックに関するお客様からのお問い合わせ先

スタジオ・ブライティング

電話番号 0120-105707

Eメール info.jp@breitling.com

ブライティングに関するお問い合わせ

ブライティング・ジャパン株式会社

広報： 谷口 真愛

電話： 03-3436-0011

住所： 東京都港区芝公園2-2-22 芝公園ビル

URL： www.breitling.com

Instagram： www.instagram.com/breitling_japan

ブライティング・ジャパン株式会社 〒105-0011 東京都港区芝公園 2-2-22 芝公園ビル

Tel 03-3436-0011 Fax 03-3436-0012

BREITLING.COM