

高機能抗菌技術「KENIFINE（ケニファイン）」使用 お風呂用「抗菌おもちゃバスケット」が通常販売を開始！

株式会社ビーワーススタイルは、新潟県三条市で金属加工商品をはじめとした様々な家庭用品を、企画・販売しています。優れた抗菌加工を施した、お風呂のおもちゃ収納に最適な『抗菌おもちゃバスケット』を、2022年8月26日(金)に通常発売いたしました。



〈 抗菌おもちゃバスケットのポイント 〉

①高機能抗菌技術「KENIFINE（ケニファイン）」使用！

- 本製品には、株式会社神戸製鋼所の高機能抗菌技術「KENIFINE(ケニファイン)」が使用されています。「KENIFINE」は株式会社神戸製鋼所の商標です。
- 「KENIFINE」は株式会社神戸製鋼所が開発した、抗菌性・防カビ性・防藻性・抗ウイルス性を持つ、特殊ニッケル抗菌めっき技術です。
- 「KENIFINE」は、ヌメリやカビ等の発生を抑制する効果が確認されておりますが、すでに発生しているヌメリやカビ等を除去する効果はありません。

KENIFINE™

②使いやすさを考え抜いたデザイン！

- ・大きめの取り出し口が前後両面についているので、前からでも後ろからでも、ストレスなく出し入れできます。
- ・直置き、引っかけのどちらでもご利用環境の用途に合わせて、使える2WAYタイプです。
- ・お風呂の湿気も考えて、しっかり乾燥を促せるように通気性もこだわりました。



③見やすい横、細かい底の2タイプ網目！

- ・中身を見やすい横の網目は、お風呂用おもちゃはもちろん、ボトルのラベルなどもしっかり見えて、中身の取り違いを減らせます。
- ・底の網はしっかり細かく作ってあるので、アイテムがこぼれ落ちにくいです。

< 横 面 >



< 底 面 >



④脚つきで衛生的！

- ・お風呂の床に触れる面積を減らし、ぬめりの付着、発生を防止する脚つき。
- ・上げ底になっているので、床に物が直接付かず衛生的に使えます。



⑤シンプルベストなサイズ！

- ・大きすぎず、小さすぎない「ベストサイズ」。
- ・取っ手があることで、持ち運びにも便利で移動もラクラクできます。
- ・お風呂場にスッキリ馴染みます。



< 商品詳細 >

- ◆サイズ (約) W256 × D188 × H274 mm
- ◆価格 4,180 円 (税込み)
- ◆材質 ステンレススチール (抗菌めっき / KENIFINE)
- ◆耐荷重 (約) 3kg
- ◆原産国 日本



抗菌めっき KENIFINE™ について



抗菌



防カビ



防藻



抗ウイルス

- 本製品には、株式会社神戸製鋼所の高機能抗菌技術「KENIFINE（ケニファイン）」が使用されています。「KENIFINE」は株式会社神戸製鋼所の商標です。
- 「KENIFINE」は株式会社神戸製鋼所が開発した、抗菌性・防カビ性・防藻性・抗ウイルス性を持つ、特殊ニッケル抗菌めっき技術です。
- 「KENIFINE」は、ヌメリやカビ等の発生を抑制する効果が確認されておりますが、すでに発生しているヌメリやカビ等を除去する効果はありません。

抗菌試験

試験菌	検体名	生菌数 (個/μl)	
		開始時	24時間後
黄色ブドウ球菌	KENIFINE ※1 処理抗菌プレート	2.1×10 ⁶	0 ※2
	銀メッキ板		0 ※2

抗かび試験

試験菌	検体名	判定
		28日後
クロカビ	KENIFINE ※1 処理抗菌プレート	(-)
	純銀板及び銀メッキ板	(+)
	純銅板	(+)

(-) :かびの菌系の発育を認めない。
(+) :わずかにかびの菌系の発育を認める。
(++)~(+++) :順次かびの菌系の発育が著しい。

財団法人 新潟県環境衛生研究所

※1 本データは、(株)高秋化学で製造した KENIFINE 処理を施した抗菌プレートに対する試験結果です。 ※2 検出下限以下

KENIFINE粉末の安全性

試験機関:(財)日本食品分析センター
(2013年11月26日)

- (1)ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験:「無刺激性」
- (2)雌雄ラットを用いた急性経口毒性試験:「LD50値雌雄ともに2,000mg以上」
- (3)変異原性試験:「陰性」
- (4)モルモットAdjuvant & Patch Test 法による皮膚感作試験:
「0.05%=陰性 0.5%=陰性 5%=陽性」

(株)高秋化学 技術資料より引用

試験機関:(株)生活科学研究所 試験コード:13-X II-102
ケニファイン含有インク(SB-01)の閉鎖式皮膚貼付試験:
香粧品の皮膚刺激指数による分類「安全品」

皆さまのお家時間が快適になるよう商品開発を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

《本プレスリリースに関するお問い合わせ》御興味だけでしたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

PR・広報担当:高橋・高桑

株式会社 ビーワーススタイル 住所:〒955-0004 新潟県三条市須戸新田 213 番地 3

E-mail: info@beworth.jp TEL: 0256-47-1867 FAX: 0256-47-1868